

[Ko バリデーション済み] ウサギポリクローナル抗体、Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P24534

商品番号: CM0029143



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適した、ヒトEEF1B2を標的とするKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体を供給します。EEF1B2は、タンパク質合成における伸長因子として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済み] EEF1B2 ウサギ pAb
備考/別名	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1933
GeneID	1933
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEEF1B2 (NP_001032752.1) のアミノ酸1-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24534
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ