

Wb、Ip、Elisa用Ko検証済み 抗Ehmt2ポリクローナル抗体 - Q96Kq7

商品番号: CM0014248



前書き

ヒストンH3K9メチルトランスフェラーゼであるヒトEHMT2 (G9a)

を標的とする、KO検証済みのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)、免疫沈降 (IP)、ELISA用に設計されています。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] EHMT2 Rabbit pAb
備考/別名	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; T2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10919
遺伝子ID	10919
免疫原	組換えタンパク質；ヒトのEHMT2 (NP_079532.5) のアミノ酸877-1176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96KQ7
タンパク質分子量	132kDa
配送	アイスパック