


[Ko検証済] Anti-ErbB3/Her3

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - P21860

商品番号: CM0013264



前書き

ErbB3/HER3を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。免疫原はC末端領域（アミノ酸1275～1342番）に対応します。予測分子量は148 kDaです。癌研究および上皮研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] ErbB3/HER3 ウサギpAb
別名	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; R3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2065
GeneID	2065
免疫原	ヒトErbB3/HER3（NP_001973.2）のアミノ酸1275～1342番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21860
タンパク質分子量	148kDa
発送	保冷剤