


[Ko検証済み] ウサギモノクローナル抗体 抗Fam38A/Piezo1、Wb、Ihc-P、Elisa対応 - Q92508

商品番号: CM0006655



前書き

KO検証済みのウサギモノクローナル抗体で、触覚、血管発達、細胞接着に関与する機械感受性イオンチャネルPIEZO1を標的とします。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] FAM38A/PIEZO1 ウサギmAb
備考/別名	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9780
遺伝子ID	9780
免疫原	ヒトPIEZO1 (NP_001136336.2) のアミノ酸2199-2429に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92508
タンパク質分子量	287kDa
発送	保冷バッグ