


[KO検証済み] Anti-Fascin/Fscn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16658

商品番号: CM0021166



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用ヒトFascin (FSCN1) ターゲットKO検証済みウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのFascinを検出；アクチン細胞骨格および細胞運動性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Fascin/FSCN1 Rabbit pAb
備考/別名	HSN; SNL; p55; FAN1; N1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6624
遺伝子ID	6624
免疫原	ヒトFascin/FSCN1 (NP_003079.1) のアミノ酸394-493に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16658
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋