


## [Ko検証済み] Anti-Galectin-3/Lgals3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P17931

商品番号: CM0012853



### 前書き

#### ヒトGalectin-3

(LGALS3)を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。26kDaのタンパク質を認識します。炎症およびがん研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | [KO検証済み] Galectin 3/LGALS3 Rabbit pAb                             |
| 備考/別名      | L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; S3                  |
| 種          | ヒト                                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3958                                                              |
| 遺伝子ID      | 3958                                                              |
| 免疫原        | ヒトGalectin 3/LGALS3 (NP_002297.2) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース        | ウサギ                                                               |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                         |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                                 |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                        |
| SWISS      | P17931                                                            |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                                             |
| 配送         | アイスバッグ                                                            |