

Ko検証済み 抗Gars モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P41250

商品番号: CM0003248



前書き

ヒトGARS（グリシルtRNA合成酵素）に対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。免疫原はヒトGARS（P41250）のアミノ酸640-739に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GARS ウサギmAb
備考/別名	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2617
遺伝子ID	2617
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41250
タンパク質重量	83kDa
発送	保冷剤付き