

## [Ko検証済み] WbおよびElisa用抗Gata3ウサギポリクローナル抗体 - P23771

商品番号: CM0019880



## 前書き

ノックアウトにより検証済みのヒトGATA3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。Th2分化および免疫応答におけるT細胞転写因子の機能研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | [KO検証済み] GATA3ウサギpAb                                    |
| 備考／別名      | HDR; HDRS; A3                                           |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2625                                                    |
| 遺伝子ID      | 2625                                                    |
| 免疫原        | ヒトGATA3のアミノ酸1～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001002295.1)。 |
| 由来         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途         | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS      | P23771                                                  |
| タンパク質分子量   | 48kDa                                                   |
| 配送         | 保冷バッグ                                                   |