

Ko検証済み 抗Git1 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y2X7

商品番号: CM0020197

前書き

接着斑、細胞遊走、シナプス機能に関与する足場タンパク質GIT1に対するKo検証済みウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWB、IF/ICC、ELISAに適しています。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] GIT1 ウサギ pAb
備考/別名	p95-APP1; T1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	28964
遺伝子ID	28964
免疫原	ヒトGIT1 (NP_054749.2) のアミノ酸460-640に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2X7
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ