

[Ko検証済み] ウェスタンブロット、Elisa用抗Glod4ポリクローナル抗体 - Q9Hc38

商品番号: CM0022118



前書き

ヒトGLOD4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。ミトコンドリアグリオキサラーゼドメイン含有タンパク質4の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GLOD4ウサギpAb
備考/別名	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51031
遺伝子ID	51031
免疫原	ヒトGLOD4 (NP_057164.3) のアミノ酸179-298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HC38
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋