

Ko検証済 抗グルタチオン合成酵素 (Gss) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Elisa用) - P48637

商品番号: CM0018508



前書き

ヒトグルタチオン合成酵素 (GSS)

に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。酸化ストレス研究およびグルタチオン生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] グルタチオン合成酵素 (GSS) ウサギ pAb
備考/別名	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2937
GeneID	2937
免疫原	ヒトグルタチオン合成酵素 (GSS) (NP_000169.1) のアミノ酸373-474に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48637
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ