

[Ko検証済み] Wb、Ip、Ihc-

P、Elisa用抗Gsdme（全長+N末端）モノクローナル抗体 - O60443

商品番号: CM0009711



前書き

WB、IP、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な[KO検証済み]

GSDMEウサギモノクローナル抗体。11、35、55

kDaのアイソフォームを有するヒトGSDME（DFNA5

/ICERE-

1) を認識します。パイロトーシスおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] GSDME（全長+N末端）ウサギmAb
備考／別名	DFNA5; ICERE-1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1687
GeneID	1687
免疫原	ヒトGSDME（全長+N末端）（NP_004394.1）のアミノ酸245～344内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60443
タンパク質分子量	11 kDa/35 kDa/55 kDa
輸送	保冷バッグ