

[Ko検証済み] Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗HadhaウサギPolymab® - P40939

商品番号: CM0006414



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA用の高品質な[KO検証済み]抗HADHAウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリアβ酸化および脂肪酸代謝研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HADHAウサギPolymAb®
備考/別名	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3030
免疫原	ヒトHADHA (NP_000173.2)のアミノ酸545-763に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40939
タンパク質分子量	83 kDa
発送	保冷バッグ