

[Ko バリデーション済] 抗Hdac1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa用） - Q13547

商品番号: CM0005700



前書き

WB、IP、IF、IHC、ChIP、ELISAでバリデーション済みのウサギモノクローナル抗HDAC1抗体です。エピゲノム研究および遺伝子制御分野におけるヒトおよびマウスHDAC1の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済] HDAC1 ウサギmAb
別名	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3065
免疫原	合成ペプチド（ヒトHDAC1 アミノ酸393-482、NP_004955.2）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13547
タンパク質分子量	55 kDa
発送方法	保冷剤