

[Ko検証済み] Wb、Elisa用抗Her2/ErbB2ポリクローナル抗体 - P04626

商品番号: CM0019307



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質な[KO検証済み]抗HER2/ErbB2ウサギポリクローナル抗体。多くのがんで過剰発現する受容体型チロシンキナーゼであるヒトHER2/ErbB2を標的とします。腫瘍学研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HER2/ErbB2ウサギpAb
備考／別名	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); B2
種	ヒト
GeneID	2064
免疫原	ヒトHER2/ErbB2（NP_004439.2）のアミノ酸1156～1255内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04626
タンパク質分子量	138 kDa
輸送	保冷バッグ