

[Ko検証済み] Anti-Hexokinase-1 (Hk1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P19367

商品番号: CM0002664



前書き

ヒトヘキソキナーゼ-

1 (HK1、P19367) を標的とするKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAに適用可能；ヒト、マウス、ラットに反応。解糖系研究、代謝、および自然免疫研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HK1 Rabbit mAb
備考/別名	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase; K1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3098
GeneID	3098
免疫原	合成ペプチド (ヒトヘキソキナーゼ1 (P19367) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド。)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19367
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋