

## Wb、Elisa用Koバリデート済み抗ヘキソキナーゼIIモノクローナル抗体 - P52789

商品番号: CM0007708



### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のKOバリデート済みウサギモノクローナル抗ヘキソキナーゼII抗体。ヒト、マウス、ラットのヘキソキナーゼII（102 kDa）を検出します。解糖系およびミトコンドリアアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KOバリデート済み] ヘキソキナーゼII ウサギmAb                            |
| 備考/別名       | HKII; HXK2; II                                          |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 3099                                                    |
| GeneID      | 3099                                                    |
| 免疫原         | ヒトヘキソキナーゼII（NP_000180.2）のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                               |
| 適用          | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | P52789                                                  |
| タンパク質分子量    | 102kDa                                                  |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                   |