


[Ko検証済み] Anti-Hiraポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P54198

商品番号: CM0030591



前書き

ヒトHIRA（TUP1/DGCR1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションにおいてノックアウト（KO）検証済みです。クロマチン構築、細胞老化、および遺伝子制御の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] HIRA Rabbit pAb
備考/別名	TUP1; DGCR1; TUPLE1; RA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7290
GeneID	7290
免疫原	ヒトHIRA（NP_003316.3）のアミノ酸250-550に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54198
タンパク質分子量	112kDa
配送	アイスバッグ