


ノックアウト検証済み 抗ヒストンH1.0 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P07305

商品番号: CM0029985



前書き

ヒストンH1.0に対するノックアウト検証済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティング、IHC-P、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと反応します。クロマチン、遺伝子制御、および細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[ノックアウト検証済み] ヒストンH1.0 ウサギpAb
備考/別名	H10; H1.0; H1F0; H1FV; .0
種	ヒト
遺伝子ID	3005
免疫原	ヒトH1F0 (NP_005309.1) のアミノ酸1-105に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07305
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ