


ノックアウト検証済み 抗Hmgb1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P09429

商品番号: CM0029892



前書き

CamelBioは、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA用のノックアウト検証済み抗HMGB1ウサギポリクローナル抗体（P09429）を提供します。ヒト、マウス、ラットのHMGB1を認識します。DAMPおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[ノックアウト検証済み] HMGB1 ウサギ pAb
備考/別名	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3146
GeneID	3146
免疫原	ヒトHMGB1 (NP_002119.1) のアミノ酸69-168に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09429
タンパク質分子量	25 kDa
配送	アイスバッグ