

[Ko バリデート済み] 抗 Hnrnp E1/Pcbp1

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa 用） - Q15365

商品番号: CM0018959



前書き

ヒト hnRNP E1/PCBP1

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA

でバリデート済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しており、分子量は 37 kDa

です。RNA結合タンパク質の機能、赤血球形成、ウイルス感染メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO バリデート済み] hnRNP E1/PCBP1 ウサギ pAb
備考/別名	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; P1
種	ヒト
遺伝子ID	5093
免疫原	合成ペプチド：ヒト hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2) のアミノ酸 100-200 に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15365
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ