

[Ko検証済み] Wb、Elisa用 抗Hsp90A モノクローナル抗体 - P07900

商品番号: CM0011650



前書き

ヒトHsp90αに対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。シャペロン生物学、シグナル伝達、炎症応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Hsp90α ウサギ mAb
備考/別名	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p
種	ヒト
遺伝子ID	3320
免疫原	ヒトHsp90α (NP_005339.3) のアミノ酸433-732に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07900
タンパク質分子量	84kDa/98kDa
発送	保冷バッグ