


## [Ko検証済み] 抗Hsp90Bウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P08238

商品番号: CM0019332



### 前書き

ヒトHsp90 $\beta$ （HSP90AB1）に対するウサギポリクローナル抗体です。KO検証済みで、WB、IF/ICC、ELISAの用途に適しています。ヒト、マウス、ラット、サルに反応します。タンパク質の折りたたみとシグナル伝達に関与する分子シャペロンです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                              |
|------------|------------------------------------------------|
| 製品名        | [KO検証済み] Hsp90 $\beta$ Rabbit pAb              |
| 備考/別名      | HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 $\beta$ |
| 種          | ヒト                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3326                                           |
| 遺伝子ID      | 3326                                           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                       |
| 起源         | ウサギ                                            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                      |
| 用途         | WB, IF/ICC, ELISA                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット、サル                                  |
| SWISS      | P08238                                         |
| タンパク質分子量   | 83kDa                                          |
| 配送方法       | 保冷剤                                            |