

[Ko検証済み] Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Idh1ウサギポリクローナル抗体 - O75874

商品番号: CM0013137



前書き

[KO検証済み]

ヒトIDH1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のIDH1を検出し、細胞質NADP依存性イソクエン酸デヒドロゲナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] IDH1ウサギpAb
備考/別名	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3417
GeneID	3417
免疫原	ヒトIDH1 (NP_005887.2) のアミノ酸1〜414に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75874
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ