

[Ko検証済み] 抗Igf2Bp1/Imp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nzi8

商品番号: CM0019809



前書き

ヒトIGF2BP1/IMP1に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、マウスおよびラットと交差反応性あり。がんおよび神経生物学において、mRNA輸送、安定性、翻訳調節に参与するRNA結合タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] IGF2BP1/IMP1 ウサギ pAb
備考/別名	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; P1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10642
免疫原	ヒトIMP1 (NP_006537.3) のアミノ酸1-100を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZI8
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ