


[KOバリデーション済] Wb、If/Icc、Elisa用 抗Impdh2モノクローナル抗体 - P12268

商品番号: CM0008005



前書き

ヒトIMPDH2に対するKOバリデーション済みウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのIMPDH2を検出し、ヌクレオチド代謝研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] IMPDH2 ウサギmAb
備考/別名	IMPD2; IMPDH-II; H2
対象種	ヒト
GeneID	3615
免疫原	ヒトIMPDH2 (P12268) のアミノ酸100-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12268
タンパク質分子量	56 kDa
発送	氷袋