


[Ko バリデート済み]

抗Ing5ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8WYh8

商品番号: CM0029343



前書き

ヒトING5に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでバリデート済み。クロマチンアセチル化、細胞周期、アポトーシス研究に適しています。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデート済み] ING5 ウサギ pAb
備考/別名	p28ING5; G5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84289
GeneID	84289
免疫原	ヒトING5（NP_115705.2）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WYH8
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ