

KOバリデーション済み 抗インスリン分解酵素(Ide) ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用途 - P14735

商品番号: CM0022841



前書き

IDEに対するKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。インスリン分解、糖尿病、アルツハイマー病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] インスリン分解酵素 (IDE) ウサギpAb
別名	インスリシン (INSULYSIN)
種	ヒト
遺伝子ID	3416
免疫原	ヒト・インスリン分解酵素(IDE) (NP_004960.2) のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14735
タンパク質分子量	118kDa
発送方法	氷袋梱包