

[KO検証済み] Wb、Elisa用抗Ipo4ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tex9

商品番号: CM0019615



前書き

ヒトImportin-

4 (IPO4) を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。ヒストン、VDR、ウイルスタンパク質の核輸送研究に有用な主要試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] IPO4ウサギpAb
備考／別名	Imp4; O4
種	ヒト
GeneID	79711 (ヒト)
免疫原	ヒトIPO4 (NP_078934.3) のアミノ酸728～1081に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TEX9
タンパク質分子量	119 kDa
配送	保冷バッグ