

[KO検証済み] ウェスタンブロット（Wb）用 抗Irf3

ラビットモノクローナル抗体 - Q14653

商品番号: CM0002222



前書き

インターフェロン制御因子3（IRF3）を標的とする、KO検証済みのラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適用可能。ヒトおよびマウスのIRF3タンパク質と交差反応します。自然免疫応答および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] IRF3 ラビット mAb
備考/別名	IIAE7; F3
種	ヒト
遺伝子ID	3661
免疫原	ヒトIRF3（Q14653）のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q14653
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋