

[KO検証済み] Wb、Elisa用抗Irf9ポリクローナル抗体 - Q00978

商品番号: CM0021460

前書き

ヒトIRF9（ISGF3γ）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。I型インターフェロン抗ウイルスシグナル伝達に不可欠な44

kDaの転写因子を検出します。自然免疫およびISGF3複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] IRF9ウサギpAb
備考/別名	p48 ; IRF-9 ; ISGF3 ; ISGF3G ; F9
種	ヒト
遺伝子ID	10379
免疫原	ヒトIRF9（NP_006075.3）のアミノ酸113～255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00978
タンパク質分子量	44 kDa
輸送	アイスパック