

KOバリデーション済み 抗Jak2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60674

商品番号: CM0030026



前書き

ヒトJAK2を標的とするKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達、クロマチン制御、サイトカインシグナル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] JAK2 Rabbit pAb
別名	JTK10; JAK2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3717
免疫原	ヒトJAK2 (NP_004963.1) のアミノ酸933-1132番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131 kDa
配送方法	氷袋