

[Ko検証済] 抗Keap1 ウサギモノクローナル抗体 (Inrf2/Klhl19) - Q14145

商品番号: CM0009101



前書き

検証済みKEAP1 (INrf2/KLHL19)

ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットでの使用に適しています。主要な酸化ストレスセンサーであり、NRF2分解におけるE3ユビキチンリガーゼアダプターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済] KEAP1 ウサギmAb
備考/別名	INrf2, KLHL19
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9817
遺伝子ID	9817
免疫原	ヒトKEAP1 (NP_036421.2) のアミノ酸525-624領域の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14145
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	保冷剤