

[Ko検証済み] Wb、If/Icc、Ihc-P、Mihc、Elisa用抗Ki67モノクローナル抗体 - P46013

商品番号: CM0002758



前書き

増殖マーカーであるヒトKi67を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、mIHC、およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Ki67ウサギmAb
備考/別名	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4288
GeneID	4288
免疫原	合成ペプチド ヒトKi67 (NP_002408.3) のアミノ酸1200-1300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46013
タンパク質分子量	359 kDa
発送	保冷バッグ