

Ko検証済み 抗Kmt5Cポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途）- Q86Y97

商品番号: CM0023237



前書き

WBおよびELISAでの使用が検証されたKO検証済み抗KMT5Cポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスと反応します。クロマチン制御およびDNA修復研究において、ヒストンメチルトランスフェラーゼKMT5C（SUV420H2）を標的とする研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] KMT5C Rabbit pAb
備考/別名	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84787
免疫原	合成ペプチド：ヒトKMT5C（NP_116090.2）のアミノ酸100～200番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q86Y97
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	氷袋