

[Ko検証済み] Anti-Kras Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

商品番号: CM0006359



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用のKO検証済み抗KRASウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKRASを検出します。KRASは、細胞増殖および発がんに関与する重要なRas-MAPKシグナル伝達タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] KRAS Rabbit mAb
備考/別名	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3845
GeneID	3845
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01116
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスパック