

Ko検証済み Krasに対するウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisaに対応 - P01116

商品番号: CM0017525



前書き

KO検証済み

KRASに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、I F/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。Ras-MAPK経路の重要なシグナル伝達因子であるGTPase KRasを標的としており、癌研究や細胞シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] KRAS Rabbit pAb
別名	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3845
GeneID	3845
免疫原	ヒトKRAS (NP_203524.1) のアミノ酸30〜188番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01116
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤