


KOバリデーション済み 抗乳酸脱水素酵素B/Ldh-B

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P07195

商品番号: CM0008552



前書き

KOバリデーション済み 乳酸脱水素酵素B/LDH-B
ウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラット
と交差反応します。心筋の解糖系研究に最適です。Ca
melBioが供給しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] Lactate Dehydrogenase B/LDH-B ウサギmAb
別名	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281
対象種	ヒト
遺伝子ID	3945
免疫原	ヒトLDHB（NP_002291.1）のアミノ酸2-93番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07195
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤