

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Ko検証済み 抗ラミンA/C

マウスモノクローナル抗体 - P02545

商品番号: CM0008599



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のKO検証済みマウスモノクローナル抗ラミンA/C抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のラミンA/Cを検出します。核ラミナ、ラミノパシー、細胞老化研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ラミンA/C マウスmAb
備考/別名	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
種	ヒト
GeneID	4000
免疫原	組換えタンパク質; ヒトラミンA/C (NP_733821.1) のアミノ酸403-572に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02545
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ