

[Ko検証済み] ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Lamin A/C ウサギポリクローナル抗体 - P02545

商品番号: CM0024355



前書き

Lamin

A/C (P02545) に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。核ラミナおよびラミノパシー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Lamin A/C ウサギ pAb
備考/別名	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDPI; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4000
GeneID	4000
免疫原	ヒトLamin A/C (NP_733821.1) のアミノ酸403-572に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02545
タンパク質分子量	74kDa
輸送	保冷バッグ