


KO検証済み 抗Laminin Beta 1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07942

商品番号: CM0024115



前書き

Laminin beta

1に対するウサギポリクローナル抗体。KO検証済みで、WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスのLaminin beta

1と反応し、細胞接着や組織構築に関与する重要な基底膜タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Laminin beta 1 Rabbit pAb
備考/別名	CLM, LIS5, 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3912
遺伝子ID	3912
免疫原	組換えタンパク質；ヒトLaminin beta 1 (NP_002282.2) のアミノ酸1467-1786に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P07942
タンパク質分子量	198kDa
配送	氷袋