

[Koバリデーション済] 抗Lamp2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P13473

商品番号: CM0003230



前書き

KOバリデーション済の抗LAMP2

ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAで使用可能です。ヒト、マウス、ラットのLAMP2を検出します。オートファジー、リソソーム合成、ダノン病の研究に適しています。UniProt ID: P13473。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] LAMP2 ウサギmAb
別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3920
GeneID	3920
免疫原	ヒトLAMP2 (P13473) のアミノ酸311-410番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13473
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	氷袋