

[Ko検証済み] ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa用抗Lamp2ラビットモノクローナル抗体 - P13473

商品番号: CM0012170



前書き

高特異性の抗LAMP2ラビットモノクローナル抗体。
ノックアウト（KO）検証済みで、WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISAに適しています。リソソーム生成、オートファジー、およびリソソーム蓄積病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] LAMP2ラビットmAb
備考/別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3920
GeneID	3920
免疫原	ヒトLAMP2 (NP_002285.1) のアミノ酸29-375に相当する配列を含む組換えタンパク質 / 組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (細胞内), ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13473
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋