


[Ko検証済み]

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用抗Ldhaラビットモノクローナル抗体 - P00338

商品番号: CM0003520



前書き

ヒトLDHA（P00338）を標的とするKO検証済みラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのLDHAと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO検証済み] LDHAラビットmAb
備考/別名	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
種	ヒト
GeneID	3939
免疫原	ヒトLDHA（P00338）のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00338
タンパク質分子量	26-39 kDa
配送	氷袋