


[Ko検証済み] Wb、If-P、Elisa用抗Ldhbウサギポリクローナル抗体 - P07195

商品番号: CM0022351



前書き

ヒトLDHB（乳酸脱水素酵素B）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF-P、ELISAで検証済み。LDHBはピルビン酸と乳酸の相互変換を触媒し、心筋で高発現しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] LDHBウサギpAb
備考／別名	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3945
遺伝子ID	3945
免疫原	組換えタンパク質[ヒトLDHB (NP_002291.1) のアミノ酸2～334に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07195
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ