

[Ko検証済み] ウサギ抗Litafポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q99732

商品番号: CM0027160

前書き

ヒトLITAFに対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスサンプルで17kDaのタンパク質を検出。エンドソーム輸送およびサイトカイン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] LITAF ウサギ pAb
備考/別名	PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF
種特異性	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9516
遺伝子ID	9516
免疫原	ヒトLITAF（NP_004853.2）のアミノ酸1-161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99732
タンパク質分子量	17kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）