


[Ko検証済み] 抗Lsh/Hells ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - Q9Nrz9

商品番号: CM0025089



前書き

ヒトLsh/HELLS（Q9NRZ9）を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAへの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。クロマチンリモデリング、DNAメチル化、ゲノム安定性研究の理想的なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Lsh/HELLS ウサギpAb
別名	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; LS
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3070
遺伝子ID	3070
免疫原	組換えタンパク質：ヒトLsh/HELLS（NP_060533.2）のアミノ酸719-838に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRZ9
タンパク質分子量	97 kDa
発送	氷袋