


KO バリデーション済み 抗-MacroH2A.1 ウサギ ポリクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - O75367

商品番号: CM0029408



前書き

ヒト macroH2A.1 (KO バリデーション済み) に対するウサギ ポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO バリデーション済み] macroH2A.1 ウサギ pAb
備考/別名	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9555
GeneID	9555
免疫原	ヒト macroH2A.1 (NP_613258.2) のアミノ酸 123-372 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75367
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ