

[Ko検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用Mapkapk3抗ウサギポリクローナル抗体 - Q16644

商品番号: CM0021577



前書き

MAPKAPK3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。サイトカイン産生、エンドサイトーシス、クロマチンリモデリングに関与するストレス活性化キナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MAPKAPK3 ウサギpAb
備考／別名	3PK; MK3; MK-3; MDPT3; MAPKAP3; MAPKAP-K3; MAPKAPK-3; K3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7867
GeneID	7867
免疫原	ヒトMAPKAPK3 (NP_004626.1) のアミノ酸1〜240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16644
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ