

[Koバリデーション済] 抗Mta2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa、Chip用） - O94776

商品番号: CM0008627

前書き

[KOバリデーション済]
クロマチンリモデリングに関与するNuRD複合体の構成要素であるヒトMTA2を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA、ChIPでの使用がバリデーションされています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] MTA2 ウサギmAb
別名	PID; MTA1L1; A2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9219
GeneID	9219
免疫原	ヒトMTA2 (O94776) のアミノ酸569～668領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト
SWISS	O94776
タンパク質分子量	75kDa
配送方法	氷袋